

V⁺NACL0.9

ENGLISH

INDICATIONS FOR USE

V⁺NACL0.9 is intended for use as a diluent and reagent solvent in laboratory procedures. V⁺NACL 0.9% is used for the reconstitution of V-SPERMATAC reagent and dilution of seminal plasma/sperm samples according to the V-SPERMATAC assay procedure. For Research Purpose Only.

PRODUCT DESCRIPTION

V⁺NACL0.9 1x100 mL Bottle

COMPOSITION

- NACL
- Ultrapure Water

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Product appearance: passed
- A certificate of analysis and MSDS are available upon request.
- Steril filtered

WARNING

- Do not use after expiry date.
- Do not use the product if any signs of (microbial) contamination like decolourization, turbidity or a precipitate/cloudiness is observed.
- Do not use if the container is damaged upon delivery.

PRECAUTIONS

- Only for intended use.
- Always wear protective clothing

INSTRUCTIONS FOR USE

V⁺NaCl 0.9% should only be used for its intended purpose by qualified and trained personnel.

STORAGE INSTRUCTIONS AND STABILITY

- Store at ambient temperature, where a range is required apply 0°C – 50°C
- Protect from sunlight.
- Do not freeze.
- Use before the expiry date stated on the label.

FEEDBACK AND OBLIGATION TO INFORM

Thank you for purchasing our product. If you have any suggestions for us to improve our products, please send them to qc@vitromed.com.

Report any serious incidents that have occurred with the product immediately by email to support@vitromed.com.

Deutsch

ZWECKBESTIMMUNG

V⁺NACL0.9 ist zur Verwendung als Verdünnungslösung und Lösungsmittel in Laboranwendungen bestimmt. V⁺NaCl 0,9 % wird zur Rekonstitution des V-SPERMATAC-Reagenzes und zur Verdünnung von Samenproben gemäß dem V-SPERMATAC-Testverfahren verwendet.

PRODUKTBESCHREIBUNG

V⁺NACL0.9 1x100 mL bottle

ZUSAMMENSETZUNG

- NACL
- Hochreines Wasser

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Produkterscheinungsbild: bestanden
- Ein Analysezertifikat und ein Sicherheitsdatenblatt sind auf Anfrage erhältlich.

WARNUNG

- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
- Das Produkt nicht mehr verwenden, wenn Anzeichen einer (mikrobiellen) Verunreinigung wie Verfärbung, Trübung oder Niederschlag beobachtet werden.
- Nicht verwenden, wenn der Behälter bei der Lieferung beschädigt ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nur für den vorgesehenen Gebrauch.
- Schutzkleidung tragen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

V⁺NACL0.9 darf nur bestimmungsgemäß und von qualifiziertem und geschultem Personal verwendet werden.

LAGERHINWEISE UND STABILITÄT

- Bei Raumtemperatur lagern. Falls ein Bereich angegeben werden muss, soll 0°C – 50°C verwendet werden.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Nicht einfrieren.
- Vor Ablauf des auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum verwenden.

FEEDBACK UND INFORMATIONSPFLICHT

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Wenn Sie Vorschläge zur Verbesserung unserer Produkte haben, senden Sie diese bitte an qc@vitromed.com.

Melden Sie schwerwiegende Vorfälle mit dem Produkt umgehend per E-Mail an support@vitromed.com.

EN / DE

SYMBOL GLOSSARY

Symbol (reference number) Symbol (Referenznummer)	Title of symbol Titel des Symbols
 (5.1.1)	Manufacturer Hersteller
 (5.1.4)	Use-by date Verfallsdatum
 (5.1.5)	Batch code Chargennummer
 (5.1.6)	Catalog number Katalognummer
 (5.3.2)	Keep away from sunlight Vor Sonnenstrahlen schützen
 (5.3.7)	Store at 2 – 8°C temperature limits Bei 2 – 8°C lagern

EN / DE

V⁺NACL0.9	
Piece per unit / Stück pro VE	
1 x bottle V ⁺ NACL	V-NACL



VITROMED
Germany

Technical support

VITROMED GmbH

Raiffeisenstr. 15a
40764 Langenfeld
Germany

+49-2173-2004130

support@vitromed.com
www.vitromed.com

Date of information

29-Sep-2026

IFU-V-NACL0.9 V02